

# Hose for medical gases and suction


## Tubo gas medicali e aspirazione



ISO 13485-2012 ISO 9001-2008

**Delta P S.r.l.**  
Via Thanasau, 4  
20088 Rosate (MI) - ITALY  
[www.deltap.it](http://www.deltap.it)

T +39 02 9000 53 13  
F +39 02 9000 05 255  
E [info@deltap.it](mailto:info@deltap.it)  
[export@deltap.it](mailto:export@deltap.it)



## Hose for medical gases and suction Tubo gas medicali e aspirazione

This hose is used to connect different medical devices and machines to the terminal unit by the specific gas probe.

They are available both in 25mt coils or in different lenghts as required.

Every hose has a different colour according to the specific gas and it is realised respecting the **ISO 5359** normative.

For the suction operations are also available the silicon hose and the terminal tips.

Il tubo per gas medicali è utilizzato per la connessione di differenti dispositivi ed apparecchiature medicali alle unità terminali tramite l'innesto gas specifico.

Sono disponibili sia rotoli da 25 mt sia pezzi sciolti della misura richiesta.

Ogni tubo è di colore specifico in funzione del gas di utilizzo e realizzato in conformità alla norma **ISO 5359**.

Per l'aspirazione sono disponibili anche il tubo in silicone trasparente e la lancia terminale.

### Technical Sheet

**OPERATIVE GASES:** O<sub>2</sub>, AC, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Vacuum

**REFERRING NORMATIVE:** ISO 5359

**MAX INLET PRESSURE:** 12 bar

**HOSES DIAMETERS:** 16x12mm for all gases, 7x13mm silicon hose

**GAS SPECIFIC COLOURS:** O<sub>2</sub> white, AC white/black, N<sub>2</sub>O blue, CO<sub>2</sub> grey, Vuoto yellow

**WORKING TEMPERATURE:** -5°C /+40°C

ENG

### Specifiche Tecniche

**GAS DI PROCESSO:** O<sub>2</sub>, AC, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, Vuoto

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** ISO 5359

**PRESSIONE DI INGRESSO MASSIMA:** 12 bar

**DIAMETRO TUBI:** 16x12mm tutti i gas, 7x13mm tubo silicone

**COLORI GAS SPECIFICI:** O<sub>2</sub> bianco, AC bianco/nero, N<sub>2</sub>O blu, CO<sub>2</sub> grigio, Vuoto giallo

**TEMPERATURA DI UTILIZZO:** -5°C /+40°C

ITA