

Outlet and inlet for anaesthetic gas
scavenging system
model driven by vacuum pumps
Unità terminali ed innesti per
evacuazione gas anestetici
modello per sistema a soffianti



Unità terminali ed innesti per evacuazione gas anestetici modello per sistema a soffianti

Outlet and inlet for anaesthetic gas scavenging system model driven by vacuum pumps



Terminal unit for anaesthetic gas scavenging systems, base realized in brass and terminal part in chemical nickel plated brass with frontal serigraphed PVC ring. The features of this terminal unit respect the ISO 9170-2 (1L).

The locking/unlocking probe system is performed by the frontal ring. This unit can be installed directly on bed head units or in external or wall embedding boxes.

2 models available:

- base block with soldering coupler
- base block with hose connection

Unità terminale per sistemi di evacuazione gas anestetici, base realizzata in ottone e corpo in ottone nichelato chimicamente con ghiera frontale in PVC serigrafato.

Le caratteristiche della presa rispecchiano quanto richiesto dalla norma ISO 9170-2 (1L). Il sistema di blocco e sblocco dell'innesto è effettuato tramite una ghiera di azionamento. La presa può essere alloggiata direttamente su travi testaletto od in cassette da esterno o incasso.

Sono disponibili 2 versioni:

- base con codolo a saldare
- base con portagomma

Outlet and inlet for anaesthetic gas scavenging system – model driven by vacuum pumps

Technical Data

MIN DEPRESSION: -0.01 bar
MAX DEPRESSION: -0.3 bar
FLOW-RATE: 90 l/min (pressure loss 0.07 bar)
OPERATING TEMPERATURE: -20 °C / +60 °C
WEIGHT: 0,39 Kg
STANDARD: EN ISO 9170-2 (type 1L) / ISO 7396-2

Product Codes

AGSS outlet (model driven by vacuum pumps)

AGSS probe

8633-2028 AGSS outlet (socket+base block)

8634-2029 AGSS probe

8633PG-2028 AGSS outlet (socket+base block)hose connection

Boxes


1508-1600 External outlet kit

1512N-1600 Wall-embedded outlet kit


LEGEND

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Base block |
| 2 | Socket |
| 3 | Locking/unlocking ferrule |
| 4 | Soldering coupler pipe connection |
| 5 | Probe |
| 6 | Neutral or ground |
| 7 | Hose connection |


AGSS outlet drawing- model driven by vacuum pumps



Wall-embedded box



External box



Unità terminali ed innesti per evacuazione gas anestetici **modello per sistema a soffianti**

Specifiche Tecniche

DEPRESSIONE MINIMA: -0.01 bar
DEPRESSIONE MASSIMA: -0.3 bar
PORTATA: 90 l/min (caduta di pressione 0.07 bar)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20 °C / +60 °C
PESO: 0,39 Kg
NORME DI RIFERIMENTO: EN ISO 9170-2 (type 1L) / ISO 7396-2

Codici prodotti di riferimento

Codice presa **SDEGA** modello per sist. a soffianti

Codice innesto **SDEGA**

8633-2028 Presa + base evacuazione gas anestetici
8633PG-2028 Presa + base evacuazione gas anestetici portagomma

8634-2029 innesto SDEGA


Codici cassette di contenimento per **prese SDEGA** con sistema a soffianti

1508-1600 kit per unità terminale SDEGA montaggio da esterno
1512N-1600 kit per unità terminale SDEGA montaggio da incasso


LEGENDA

- | | |
|---|---|
| 1 | Base |
| 2 | Presa |
| 3 | Ghiera di blocco/sblocco innesto |
| 4 | Codolo a saldare per connessione alla linea |
| 5 | Innesto |
| 6 | Vite equipotenziale |
| 7 | Portagomma per connessione alla linea |

Disegno presa SDEGA modello per sistema a soffianti



Cassetta da incasso



Cassetta da esterno

